

1622361 - Sharpsafe naaldcontainer 7 L - met Dual Protect Pro - 1 st



Beschrijving

De **Sharpsafe® 5th Gen. naaldcontainer (7L)** is een middelformaat container van duurzaam polypropyleen, ontworpen voor de **veilige verwijdering van scherpe medische instrumenten** zoals naalden, lancetten en scalpels.

- **Afmetingen:** 205×170×342 mm
- **Kleur:** grijs met gele deksel
- **Label:** tweetalig (FR/NL)
- **Dual Protect Pro™ technologie** voorkomt snij- en prikaccidenten
- **Ecologisch ontworpen** met een kleine milieuvoetafdruk
- **Niet-steriel en voor eenmalig gebruik**

Ideaal voor zorginstellingen, huisartsenpraktijken en thuiszorg. Kies voor veiligheid en milieubewust afvalbeheer.

Specificaties

Merk	Sharpsafe
Product afmetingen	B 17 cm, H 34.2 cm, L 20.5 cm
Samenstelling	PP (polypropyleen)
sku	1622361
Normeringen	ISO 23907-1:2019
Inhoud	7 l
Type verpakking	Stuk