


1618528 - Wigkussen - 40 x 50 x 20 cm - standaard bekleding - rood



Beschrijving

Het wigkussen van **Spinetechnics** is een ergonomisch ontworpen kussen dat ideaal is voor het verbeteren van de zithouding en het bieden van extra ondersteuning tijdens behandelingen of dagelijkse activiteiten. Dankzij het slimme ontwerp in de vorm van een wig helpt het kussen de natuurlijke kromming van de wervelkolom te bevorderen, waardoor de druk op de onderrug aanzienlijk verminderd wordt en rugklachten voorkomen kunnen worden.

Specificaties

Merk	Spinetechnics
sku	1618528
Kleur	S06 - rood
Maat	40x50x20cm
Type verpakking	Stuk