

1576425 - TwinStream - Multi-Mode Respirator



Beschrijving

De TwinStream biedt een ongeëvenaarde oplossing voor gedeelde luchtweginterventies, waarbij de chirurg en de anesthesist toegang moeten hebben tot dezelfde bovenste of onderste luchtweg.

De TwinStream voor buisloze jet laryngoscopie, jet bronchoscopie, jet tracheoscopie en alle soorten jet ventilatie in chirurgie en intensive care.

- Jetventilatie wordt gebruikt in verschillende medische specialismen, zoals laryngologie, pulmonologie, thoraxchirurgie, radiologie, cardiologie en urologie.
- Jetinstrumenten, zoals jet-laryngoscopen en jet-bronchoscopen, zorgen voor optimale toegankelijkheid en zichtbaarheid van het operatiegebied tijdens de ventilatie van de patiënt.
- Superimposed High-Frequency Jet Ventilation (S-HFJV) combineert drukgestuurde ventilatie op normale frequentie met high-frequency jetventilatie voor optimale oxygenatie en CO₂-eliminatie.
- Bruikbaar voor alle types patiënten: ook voor neonatologie (vanaf geboortegewicht van 1kg) en pediatrie

Specificaties

Merk	Carl Reiner
sku	1576425
Type beademing	Invasieve beademing
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Stuk