

1023254 - Infrarood oorthermometer - 1 seconde meting - IR 210 - 1 st



Beschrijving

De **Microlife** IR 210 is een infrarood-oorthermometer die is ontworpen voor het meten van lichaam, object en omgevingstemperatuur in slechts 1 seconde. Het ACCUsens-geleidingssysteem helpt u de juiste positie in het oor te vinden, terwijl de hygiënische en BPA-vrije sondekapsjes een veilige meting garanderen.

Voordelen

- Verlichte probe en «Clean me» technologie
- Het blauwe LED licht in de probe maakt het eenvoudig om de juiste positie van het oor te vinden in het donker
- Silent Glow™ technologie
- Een rood licht verschijnt wanneer de temperatuur hoger ligt dan 37.4°C.
- 3-in 1
- Metingen voor het lichaam, objecten en omgevingstemperaturen in slechts 1 seconde

Specificaties

Merk	Microlife
Digitaal	Ja
Infrarood	Ja
Koorts alarm	Ja
Contactloos	Ja
Flexibele tip	Nee
Bebat tax	0.05 EUR
Low battery indicatie	Nee
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1023254
Normeringen	EN ISO 13485:2016
Meetsnelheid	1 sec
Type thermometer	Oorthermometer
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk