

1547000 - Doucherolstoel Clean 55 cm - 2 remmen - wit - 1 st



Beschrijving

De Clean douchehol heeft een zitting in twee uitvoeringen; met een opening aan de achterzijde of een opening aan de voorzijde. Dit biedt een optimale toegankelijkheid voor persoonlijke verzorging.

- De voetensteun is altijd aanwezig maar zit u nooit in de weg. Het heeft een slim ontwerp waardoor hij onder de zitting kan weggeschoven worden wanneer deze niet benodigd is. Zo is de voetensteun altijd binnen handbereik.
- De armsteunen zijn afneembaar en kunnen worden weggedraaid.
- Wendbaar en met goede pasvorm. De Etac Clean toilet en doucherolstoel is bijzonder wendbaar dankzij het sierlijke ontwerp en de vorm van de handvatten. De Clean past daarnaast prima over zowel staande als hangende toilet-potten.

Specificaties

Merk	Etac
Samenstelling	Chassis: stalenbuis met epoxy coating; Zitting/Rugleuning: polypropyleen; Armsteunen: polypropyleen; Voetensteun: polypropyleen; Montageklemmen zwenkwielen: polyamide; Wielen: polyamide/TPE.
Hoogteverstelbaar	Nee
Wielen	Ja
Armsteunen	Ja
Rugleuning	Ja
sku	1547000
Aantal remmen	2 remmen
Categorie toilet of douche	Doucherolstoel
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk