

1609026 - Aspiratietoestel Askir 36 BR LI-Ion - incl. bokaal 1 L makrolon - 1 st



Beschrijving

ASKIR 36BR Draagbare Afzuigpomp – Professionele Medische Zuigunit

De **ASKIR 36BR** van **Cami** is een krachtige, draagbare afzuigpomp voor medische toepassingen zoals orale, nasale en tracheale aspiratie bij zowel volwassenen als kinderen. Ideaal voor professioneel gebruik dankzij de hoge zuigkracht tot **36 l/min** en **NON-STOP** werking zonder oververhitting.

Belangrijkste kenmerken:

- Lichtgewicht – eenvoudig transport
- Werkt op **AC/DC-adapter**, **interne oplaadbare batterij** of **12V-aansluiting**
- **Visueel en akoestisch alarm** bij laag batterijpeil
- **Li-ion model** uitgerust met een **druksensor** die op de printplaat (PCB) is geplaatst en de motorsnelheid met 50% verlaagt wanneer er geen vacuüm wordt gedetecteerd en er dus geen afzuiging plaatsvindt.
- **Proximity-functie**: aan/uit zonder aanraking

INBEGREPEN ACCESSOIRES

- Herbruikbare flovac®-container
- Wegwerp flovac®-inzet
- Herbruikbare siliconen slangen – 8 x 14 m
- Bi-conische connectoren 10 - 11 - 12 mm
- Antibacterieel & hydrofoob filter
- Universele AC/DC adapter
- Met Europese stekker
- 12V auto-adapter

Specificaties

Merk	Cami
Product afmetingen	B 21 cm, H 18 cm, L 35 cm
Gewicht product	3 kg
sku	1609026
Max. airflow	36 L/m
Geluidsniveau	60 db
Volume bokaal	1000 ml
Type container	Autoclaveerbare container
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk