

## 1572258 - Schiller Cardiovit AT-180



### Beschrijving

Dit multi-use ECG toestel combineert het grootste touch screen met geavanceerde klinische tools.

SCHILLER's high-end electrocardiograaf AT-180 is gebaseerd op het nieuwe SCHILLER software platform. Het biedt een robuust ontwerp voor de drukste ziekenhuizen, maar ook een combinatie van toepassingen die het tot het ideale multi-use werkstation voor privé praktijken maakt.

### Kenmerken

- 18,5" hoge-resolutie multi-touch scherm voor eenvoudige ECG-weergave
- Full-size toetsenbord met een duurzame, verwisselbare cover die stof, vuil en vloeistoffen buiten houdt, waardoor het zeer hygiënisch is
- Rustritme voor maximaal 20 minuten
- ECG Framer: Creëer een ECG in rust van 10 seconden op basis van een rustritme-opname
- Aansluitingsadviseur met kleurgecodeerde golfvormen en anatomisch model
- Detectie van afleidingsomkeringen
- Snelle en veilige bidirectionele Wi-Fi-communicatie, PDQ
- Werklijst
- Oefentest (optioneel)
- Diverse diagnostische analyseprogramma's: ETM, ETM Sport, SAECG, Vector ECG, aritmie detectie, ECG hermeting (optioneel)
- Registratie en analyse van 16 afleidingen in rust: gebaseerd op echte meetgegevens, niet alleen berekeningen (optioneel)

## Specificaties

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Merk                 | Schiller                       |
| SKU leverancier      | 0A.110000                      |
| sku                  | 1572258                        |
| Europese Regelgeving | MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa |
| Type verpakking      | Stuk                           |