

1572320 - Sloop katoen/polyester voor Relax supportkussen - gitane lined - 1 st



Beschrijving

De Fico Relax support sloop ondersteunt een lange levensduur van het kussen. Kleurverschillen zijn mogelijk, de slopen zijn wasbaar op 60°C.

Specificaties

Merk	Fico
sku	1572320
Kleur sloop	Gelijnd gitane
Materiaal	Katoen/polyester
Merk positioneringsmateriaal	Relax
Wasbaar	60 °C
Type verpakking	Stuk