

## 1551207 - WelchAllyn digitale bloeddrukmeter probp 2000 - 1 slang - flexiport manchet maat 11 - 1 st



### Beschrijving

Digitale bloeddrukmeter ProBP 2000 maakt het meten van de bloeddruk vlot en comfortabel in 20 seconden. Met een SureBP van **Welch Allyn** technologie dat zorgt voor een snelle en nauwkeurige meting. ProBP 2000 meet tijdens het oppompen. De bloeddrukmeter is geschikt voor zowel kinderen als voor volwassenen.

### Specificaties

<b>Merk</b>	WelchAllyn
<b>sku</b>	1551207
<b>Maandpromo categorie</b>	Diagnose even
<b>Promotie maand</b>	juni
<b>Type bloeddrukmeter</b>	Digitale bloeddrukmeters
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk