

1103372 - Sharpsafe naaldcontainer - 13 L - 1 st



Beschrijving

Naaldcontainer met voorlopige en definitieve sluiting. Schokbestendig en lekvrij in verticale toestand. Grote vulopening met anti terug slagveiligheidsklep tegen inhoudsverlies. Geschikt voor de afkoppeling van alle type naalden, pennaalden en scalpelmessjes.

Eigenschappen

- Ingesmolten (in-mould) label is vocht-, autoclaaf- en scheurbestendig
- Met handvat voor veilig transport
- Eenhandig gebruik wordt vergemakkelijkt door toebehoren
- Lege en open naaldcontainer autoclaveerbaar tot 134 °C tijdens 18 minuten (NF 302)

Specificaties

Merk	Sharpsafe
Product afmetingen	B 29.2 cm, H 19.5 cm, L 19.5 cm
Normeringen	ISO 23907:2012
sku	1103372
Inhoud	13 l
Vorm	Vierkant
Type verpakking	Stuk