

1508376 - WelchAllyn manuele bloeddrukmeter 767 - op rollend statief - 2 slangen - flexiport manchet maat 11 - 1 st



Beschrijving

Professionele zeer nauwkeurige manuele bloeddrukmeter op rollend statief van **Welch Allyn** geeft snelle en 100% betrouwbare resultaten. Vrij van latex en kwik. Alternatieve modellen uit dezelfde reeks kunnen als tafemodel en er is een versie met muurbevestiging. Inclusief, herbruikbare FlexiPort Adult manchet, maat 11.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
sku	1508376
Type bloeddrukmeter	Aneroïde bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk