

1610829 - Micro injectie naald - Mesotherapie - 27G - 0,40 x 4 mm - 100 st



Beschrijving

KIPIC Mesotherapienaald – Precisie & Comfort

De KIPIC mesotherapienaald is perfect voor nauwkeurige esthetische en medische injecties. Dankzij de scherpe punt en het gladde oppervlak glijdt de naald soepel in de huid, met minimaal ongemak.

- ? Geschikt voor luer-lock spuiten
- ? Voor eenmalig gebruik
- ? Verkrijgbaar in diverse maten en kleuren
- ? Individueel steriel verpakt – 100 stuks per doos

Specificaties

Merk	Kipic
sku	1610829
Steriel	Ja
Lengte naald	4 mm
Diameter naald	0.4 mm
Afmeting in mm	0,40 x 40 mm
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos