

1610201 - 3M™ Littmann® Cardiology Dual IV™ stethoscoop - standaard - midnight blue - standaard - 1 st



Beschrijving

De 3M™ Littmann® cardiology Dual IV™ stethoscoop is ontworpen voor medici die superieure akoestische kwaliteit en veelzijdigheid hoog in het vaandel hebben staan. Het vernieuwde ontwerp is voorzien van een instelbaar membraan aan elke zijde van het borststuk.

Specificaties

Merk	Solventum
sku	1610201
Digitaal	Nee
Kleur steel	Standaard
Kleur	midnight blue
Type stethoscoop	Cardiology Dual IV
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk