

1006576 - WelchAllyn peer voor ds54, ds55 en ds56 bloeddrukmeters - 1st



Beschrijving

Welch Allyn DuraShock DS54, handpomp bloeddrukmeter; voor het oppompen van de ballon in een bloeddrukmanchet. Door in de handpomp te knijpen wordt de ballon in de bloeddrukmanchet opgepompt. De peer is geschikt voor zowel links- als rechtshandigen.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
Compatibel met	Bloeddrukmeter WelchAllyn DS54; Bloeddrukmeter WelchAllyn DS55; Bloeddrukmeter WelchAllyn DS56
sku	1006576
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk