


1546263 - Linido opklapbeugel 70 cm - rvs gepolijst - wit - 1 st



Beschrijving

Opklapbare toiletbeugel met buis diameter 28,6 mm, uitgevoerd in metaal met witte epoxy coating. Verticale statische belasting van maximaal 150 kg, zijwaartse statische belasting van maximaal 100 kg. Materiaal muur bevestigingsplaat is van glasvezelversterkt witte kunststof. In verticale positie blokkeert de beugel automatisch, zodat deze niet naar beneden kan vallen als de beugel als steun wordt gebruikt in die positie.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2603.3702-02
sku	1546263
Categorie toiletsteunen	Opklapbare toiletsteunen
Kleur	RVS gepolijst/wit
Lengte toiletbeugels	700 mm
Materiaal	RVS gepolijst
Maximale horizontale belasting	150 kg
Maximale zijwaartse belasting	100 kg
Type verpakking	Stuk