

1627478 - Trocar thorax katheter - 40 cm - Ch 32 - 1 st



Beschrijving

Een trocar thoraxkatheter is een flexibele drainagekatheter voorzien van een scherpe metalen introducer (trocar) voor percutane toegang tot de pleuraholte.

Het systeem is ontworpen voor snelle evacuatie van lucht of vocht uit de thoraxholte.

Na positionering wordt de trocar verwijderd en blijft de katheter achter voor continue drainage via een gesloten thoraxdrainagesysteem.

Maten:

- De maten Ch 8, 10, 12 en 16 hebben een trechtervormig uiteinde.
- De maten Ch 20, 24, 28 en 32 hebben een glad uiteinde.

Beschikbaar in 2- en 3-oogs uitvoering

- 2-eye catheters: 8 Ch (24 cm), 10 Ch (24 cm), 12 Ch (24 cm)
- 3-eye catheters: 16 Ch (26 cm), 20 Ch (40 cm), 24 Ch (40 cm), 28 Ch (40 cm), 32 Ch (40 cm)

Belangrijk verschil met de thoraxkatheter :

- Scherp ingebracht met trocar
- Snellere plaatsing
- Hoger risico op letsel van long, diafragma of intra-abdominale organen

Specificaties

Merk	Dahlhausen
Samenstelling	PVC, PP, bariumsulfaat, trocar: aluminium (vanaf maat Ch 20), roestvrij staal (Ch 8-16)
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Veiligheidsnaald	Nee
Veiligheidsmechanisme	Nee
sku	1627478
Lengte	40 cm
Externe diameter	Ch 32
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk