

## 1600877 - Saturatiemeter PO3M



### Beschrijving

De iHealth Air connected saturatiemeter is een hoogwaardig professioneel apparaat dat thuis en met uw smartphone (Android en iOS) kan worden gebruikt. SpO<sub>2</sub>- en hartslagmetingen zijn nuttig voor patiënten die lijden aan chronische ziekten zoals astma of COPD (chronische obstructieve longziekte), zodat ze sneller een idee krijgen hoe ernstig hun toestand is. U hoeft alleen maar uw vinger in de saturatiemeter te steken om uw vitale functies te controleren, die op het scherm worden weergegeven:

#### Voordelen

- Het zuurstofgehalte in uw bloed (SpO<sub>2</sub>): door het meten van het SpO<sub>2</sub>-niveau kunt u snel zuurstofgebrek vaststellen en vervolgens uw gedrag dienovereenkomstig aanpassen
- Uw hartslag
- Uw perfusie-index (op de app)

#### Technische gegevens

- Volg gegevens, grafieken en geschiedenis op in de iHealth MyVitals App
- Bluetooth 4.0 draadloze synchronisatie
- Deel uw medische gegevens met uw zorgverlener of familie
- Opladen via micro USB
- Veilige en gratis gegevensopslag

## Specificaties

<b>Merk</b>	ihealth
<b>Product afmetingen</b>	B 33 cm, H 2.8 cm, L 62 cm
<b>Gewicht product</b>	0.042 kg
<b>Type batterij</b>	3.7V Li-ion, 300mAh
<b>Geheugen</b>	Nee
<b>Bluetooth</b>	Ja
<b>Met snoer</b>	Nee
<b>LED kleurenscherm</b>	Nee
<b>Automatische switch-off functie</b>	Ja
<b>sku</b>	1600877
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk