

1610011 - Keiser Leg Extension Air 300 Pro A400



Beschrijving

De A400 Leg Extension Pro is ontworpen voor gebruikers die maximale prestaties en nauwkeurige weerstand willen bij zowel revalidatie als krachttraining. Met Pure Resistance Technology (PRT) op basis van luchtweerstand onder digitale controle biedt dit toestel een intelligente, veilige en dynamische weerstand zonder traagheid of momentum.

Waarom kiezen voor de Leg Extension Pro

In tegenstelling tot klassieke gewichten past de Keiser Dynamic Variable Resistance (DVR) zich aan de natuurlijke krachtcurve van het lichaam aan:

- Lage weerstand bij het begin – minder belasting waar je het zwakst bent
- Hogere weerstand in het midden – meer belasting waar je het sterkst bent
- Opnieuw lagere weerstand aan het einde – voorkomt overbelasting in de zwakste eindpositie

Of je nu traint op kracht (langzaam tempo) of op snelheid en explosiviteit (snel tempo), deze machine biedt de juiste weerstand op elk moment van de beweging.

Belangrijkste kenmerken en voordelen

- Pure Resistance Technology – luchtgebaseerd, digitaal gecontroleerd, zonder massa of traagheid
- Unilaterale beweging – train beide benen afzonderlijk voor betere spierbalans
- Groot weerstandsbereik (0 tot 142 kg) – geschikt voor elk trainingsniveau
- Volledig instelbare weerstand – nauwkeurige afstemming per gebruiker
- Grote digitale displays – met duidelijke weergave van weerstand en herhalingen

Toepassingen

Perfect voor gebruik in sportgeneeskunde, fysiotherapie, topsportbegeleiding en functionele krachttraining waar precisie en veiligheid centraal staan.

Specificaties

Merk	Keiser
Product afmetingen	B 101 cm, H 114 cm
sku	1610011
Weerstand	0 tot 142 kg
Gewicht	73 kg
Type verpakking	Stuk