

1559741 - Schiller Cardiovit CS-200 Office Ergospiro incl. Powercube LFX en MS-12USB



Beschrijving

De **CARDIOVIT CS-200 Office ErgoSpiro** voert cardiopulmonale inspanningstests (CPET) uit volgens de laatste ATS/ERS-richtlijnen.

De metabolische tests, gecombineerd met een diagnostische 12-afleidingen inspanningse ECG, zijn geschikt voor een breed scala aan proefpersonen, van klinische patiënten tot topsporters. De PWC Ergo vormt het hart van het systeem. Samen met de pneumotachometer zorgt het voor de hoogste mogelijke nauwkeurigheid.

Kenmerken:

- Adem-tegen-adem gasuitwisselingsanalyse (VE, VO₂, VCO₂) met unieke onderhoudsvrije ultrasone cel voor CO₂-meting; eenvoudige, snelle en volledig ondersteunde kalibratie voor uiterst nauwkeurige metingen; grafieken en gegevensweergave via standaard of door de gebruiker gedefinieerde 9-panelen.
- Volledig geïntegreerd 12-afleidingen inspanningse ECG met draadloze acquisitie verbetert het comfort van de patiënt.
- Volledige opslag van ongefilterde, continue ECG-signalen.
- Rust-ECG met automatische ETM-interpretatie; ETM sport voor de interpretatie van de hartslag van atleten.
- Automatische bloeddrukmeting met optioneel ingebouwd SpO₂-module van de BP-200 plus.
- Optionele LFSport voor prestatiebeoordeling en trainingsplanner zijn twee uitgebreide functies voor gebruik in de sportgeneeskunde.

Specificaties

Merk	Schiller
sku	1559741
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk