

1600251 - LegFlexx System



Beschrijving

De LegFlexx is een unieke leg curl machine gebaseerd op wetenschappelijk bewezen principes, verpakt met een vliegwiel voor weerstand en een feedback module voor het volgen van de vooruitgang in real-time en op lange termijn. Het systeem is geschikt voor training voor hamstringversterking, hypertrofie en revalidatie. Het apparaat wordt geleverd met het kMeter II feedbacksysteem en een XL vliegwiel (0,070 kgm²).

Specificaties

Merk	Exxentric
sku	1600251
Europese Regelgeving	2001/95/EC
Type verpakking	Stuk