

1002821 - Aspiratietoestel New Askir 30 - 1 st



Beschrijving

New Askir aspiratietoestel 30 van **Cami** is een elektrische afzuigunit dat gemaakt is van hoog hittebestendig elektrisch geïsoleerd plastic materiaal. Geschikt is voor nasale, orale en endotracheale aspiratie van lichaamsvloeistoffen zoals slijmen of catarre bij volwassenen en kinderen. Het toestel is van toepassing voor patiënten die een tracheotomie ondergingen, kleine chirurgische toepassingen en postoperatieve therapie in de thuiszorg.

Het hoofdunit is voorzien van een vacuümregelaar. Het toestel voldoet aan de EN 60601-1-11 voor gebruik in de thuiszorgomgeving en heeft een beschermingsgraad IP21. De zuigerpomp is onderhoudsvrij en er hoeft geen olie toegevoegd te worden aan de motor. Het toestel heeft een maximum vrije luchtstroom van 40l/min en heeft een non-stop werking. Accessoires zijn inbegrepen bij het product (Antibacteriële en hydrofobe filter, fles tube 1000 cc, kegelvormig hulpstuk en tubing set.)

Specificaties

Merk	Cami
Product afmetingen	B 18 cm, H 21 cm, L 35 cm
Gewicht product	3.6 kg
Max. airflow	40 L/m
Volume bokaal	1000 ml
Samenstelling	Omhulsel: plastic, 1-liter fles: polycarbonaat
Geluidsniveau	60.5 db
Normeringen	EN 60601-1-11
sku	1002821
Alimentatie	Netstroom
Type container	Autoclaveerbare container
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk