

1610023 - Keiser A400 Military Press-BLK



Beschrijving

De **A400 Military Press Pro** is ontworpen voor het veilig en doelgericht trainen van het bovenlichaam, met een focus op de **schouders en armen**. Dankzij **Pure Resistance Technology™ (PRT)** en de soepele **pneumatische weerstand** biedt dit toestel ongeëvenaarde controle over elke beweging – bij zowel langzame als explosieve herhalingen.

Slim en progressief trainen

- **Stel de weerstand exact af** op jouw niveau en doelen
- **Verhoog in kleine stappen** – ideaal voor geleidelijke krachtopbouw
- **Perfect voor snelheidstraining** – nauwkeurige weerstand bij lage belasting
- **Veilig voor revalidatie** – dankzij lage startweerstand en 1-ponds incrementele verhogingen

Unilaterale krachtraining en ergonomisch ontwerp

De unilaterale armbewegingen stimuleren een **symmetrische spierontwikkeling** en voorkomen dat de dominante zijde de zwakkere compenseert. De **verstelbare zitting en armpositie** maken het toestel geschikt voor gebruikers van uiteenlopende lengtes en lichaamsbouw.

Belangrijkste kenmerken:

- Unilaterale beweging – voor spierbalans en correcte houding
- Keiser Dynamic Variable Resistance – past zich aan aan de gebruiker
- Vergroot weerstandsbereik – geschikt voor revalidatie tot topsport
- Grote digitale displays – tonen weerstand en herhalingen in real time
- Volledige integratie met Keiser Metrics App voor datagestuurde training
- Duurzaam gebouwd voor intensief professioneel gebruik
- Kostenefficiënt alternatief voor klassieke krachtstations

Toepassingen:

Perfect voor gebruik in **topsport, fysiotherapie, militaire training en krachtopbouwprogramma's**, waar precisie, veiligheid en symmetrie centraal staan.

Specificaties

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Merk | Keiser |
| Product afmetingen | B 114 cm, H 155 cm |
| Gewicht product | 94 kg |
| | a6d52ad06e355805871b6921e7c3a8cd |
| sku | 1610023 |
| Weerstand | 0 - 152 kg |
| Type verpakking | Stuk |