

**1551876 - Toned and Dynamic Legs Dermoactivating Cream -
HUMAN TECAR - 200 ml**

Beschrijving

Voor dagelijks professioneel gebruik. Elimineert vermoeidheid en herstelt de vitaliteit.

Ideaal voor sporters - bereidt het lichaam voor op de training en stelt het in staat te herstellen van vermoeidheid door training of wedstrijden - en voor iedereen die het grootste deel van de tijd op de been moet zijn. Vermindert vermoeidheid en vergemakkelijkt de afvoer van overtollig vocht en gifstoffen, voor lichter aanvoelende benen en een versterkte en gehydrateerde huid.

Specificaties

Merk	Unibell
sku	1551876
Type verpakking	Stuk