

1544109 - Renol ambulante veiligheidspolsbanden - 1 st



Beschrijving

Gebruik deze riem om de armen van de patiënt te immobiliseren. Het comprimeert de bloedsomloop niet en biedt veel comfort. Twee beveiligingssystemen: een velcro-systeem en een systeem met een slot. Optie vereist : 2 sloten+ 1 sleutel

Specificaties

Merk	Renol
SKU leverancier	RFW16400
Noodzakelijke opties	3 sloten + 1 sleutel
Normeringen	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1544109
Breedte riemen	Niet van toepassing
Breedte tailleband	Niet van toepassing
Fixatie categorie	Riemen
Gebruik fixatiemateriaal	In bed/brancard
Maat bevestigingsriem	S-M
Sluiting	Velcro + slot
Soort bevestiging	Polsbevestiging
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk