

**1603845 - BD™ Vacutainer® drukknop bloedafnameset - vlinder infusieset - 12" slanglengte (305 mm) - 21G x 3/4" - groen - 1 x 50 st**



## Beschrijving

BD™ Vacutainer® is een set om bloed af te nemen met een intraveneuze activering in enkelen seconden. De drukknop verwijdert de naald rechtstreeks uit de huid. Dit biedt een hoog niveau van verwondingen door de naald. De activering van het veiligheidsmechanisme met 1 hand maakt de set comfortabeler in gebruik.

## Specificaties

<b>Merk</b>	BD
<b>SKU leverancier</b>	367326
<b>sku</b>	1603845
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>Veiligheidsmechanisme</b>	Ja
<b>Normeringen</b>	EN ISO 13485
<b>Bevel</b>	Short 7°
<b>Afmeting</b>	21G x 3/4"
<b>Kleur</b>	Groen
<b>Sterilisatie methode</b>	Radiatie
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos