

CAM2S250 - Safe spray EKG - 250 ml - 1 st



Beschrijving

Een uiterst praktische spray die zorgt voor een optimale geleiding tijdens een ECG of EEG. Ze verbetert de prestaties van de elektroden door bacteriën en onzuiverheden van het oppervlak te verwijderen. De spray is bijzonder geschikt voor de voorbereiding van de huid vóór een onderzoek.

Hypoallergeen, wateroplosbaar, antibacterieel, geurloos, niet-vet en laat geen plakkerig gevoel achter.

Specificaties

sku	CAM2S250
EKG categorie	EKG-gel & spray
Inhoud	250 ml
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk