

## 1517274 - Volumetric Incentive Spirometer 2500mL Capacity - 1 x 12 st



### Beschrijving

**AirLife®** volumetrische stimulerende spirometers. Onze AirLife® Volumetrische Incentive Spirometers vereenvoudigen diepe ademhalingstherapie met een intuïtief ontwerp dat patiënten uitnodigt om hun eigen ademhalingsoefeningen uit te voeren en te controleren, zelfs zonder direct toezicht. Er kan een doelindicator worden ingesteld waarmee de patiënt zijn eigen vooruitgang kan volgen. De zijschalen geven duidelijk de bereikte volumes aan tot een capaciteit van 2.500 mL. Dankzij de flexibele slangen kan de patiënt het mondstuk aanpassen om het systeem in verschillende posities te gebruiken, en een mondstukhouder maakt het mogelijk het mondstuk tijdens het gebruik op te bergen. Verkrijgbaar met of zonder eenrichtingsventiel. 12 spirometers per doos.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Airlife
<b>sku</b>	1517274
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos