

1546235 - Linido douchestoel met zachte zitting - wit - staal gecoat - 1 st



Beschrijving

Korte douchezit van **Linido** zonder armsteunen en rugleuning is ideaal in kleine badkamers. De zachte zitting voorziet de gebruiker van een hoger comfort. De douchezit kan na gebruik vlot worden dichtgeklapt, zo wordt er bewegingsruimte vrij gemaakt. Kan heel vlot en veilig gemonteerd worden aan de wand.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2221.0211-02
Armsteunen	Nee
Rugleuning	Nee
Opklapbaar	Ja
Zitdiepte	41.5 cm
Zitbreedte	45 cm
Samenstelling	Staal gecoat
sku	1546235
Categorie douchezittingen	Douchezittingen
Kleur	Wit
Max. gebruikersgewicht	150 kg
Type verpakking	Stuk