

1501256 - Onderzoekslamp LED 130F - plafondbevestiging - veer arm - exclusief verankeringsring - 1 st



Beschrijving

Zeer krachtige Dr. Mach onderzoekslamp voor behandelingen in de kleine chirurgie met een uitstekende kleurweergave. De uitvoering is uitgerust met het lichtstelsel R96, een lichtdimmer en een koudlichtreflector met warmtefilter.

Voordelen

- Met focusregeling
- Kleurweergave index Ra 96
- Kleurtemperatuur 4300 K
- Lichtveldgrootte 14-25 cm
- Diameter lamp: 22 cm
- Halogeenlamp: 50 Watt

Specificaties

Merk	Dr. Mach
Focusregeling	Ja
Diameter lamp	33 cm
Aantal LED's	19
Lichtintensiteit	60000 lux
Lichtveldgrootte	13-19 cm
Touchless bediening	Nee
Lengte van de arm	171 cm
sku	1501256
Normeringen	EN ISO 13485:2016
Soortgelijke producten	Ja
Categorie onderzoekslampen	Onderzoekslamp
Model onderzoekslamp	Plafondmodel
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk