

## 1572199 - HEINE XP emergency laryngoscoop set incl. F.O. handvat , F.O. insert, 5 bladen, koffer - 1 st



### Beschrijving

Complete gebruiksklare HEINE XP nood laryngoscoop set met 5 verschillende bladen is geschikt voor pasgeborenen en volwassenen. Met SP glasvezel handvat en alkaline batterijen. De **HEINE XP** noodlaryngoscoop set heeft XP-mesjes met dezelfde anatomische vorm als de Classic +, het nummer 1 best verkochte mesje ter wereld met een ingebouwde glasvezelstraal. Het pakket bevat een draagtas, 5 wegwerpmesjes (om besmetting te voorkomen) Miller 0, Miller 1, Mac 2, Mac 3, Mac 4, F.O. SP 2.5V handvat en 2 alkaline batterijen. Bovendien bevat het een extreem heldere verlichting met de XHL halogeenlamp. Het licht is precies gericht op het strotklepje en de stembanden.

- XHL Halogeen technologie van HEINE voor 40% meer licht dan gewone halogeenlampen
- Hygiënisch en veilig
- Ideale bladvorm met intubatie mogelijkheid
- Te gebruiken onder alle omstandigheden
- De mesjes "bevrozen" niet en plakken niet aan de tong bij lage temperaturen
- Ontworpen om schade aan de tanden te voorkomen
- Echt onbreekbaar bij het delen
- Antislip handvat
- Klein en licht
- Werkt op batterijen (inbegrepen) XP mesjes zijn van toepassing op alle handvatten

## Specificaties

<b>Merk</b>	HEINE
<b>SKU leverancier</b>	HEINF-258.10.858
<b>Waterbestendig</b>	Ja
<b>Samenstelling</b>	Draagtas, 5 wegwerpmesjes (om infecties te voorkomen): Miller 0, Miller 1, Mac 2, Mac 3, Mac 4, 1 handvat F.O. SP 2,5V, 2 alkaline batterijen.
<b>Normeringen</b>	ISO 7376
<b>sku</b>	1572199
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk