

1516771 - Koffiebeker 508 - wit - 290 ml - 1 st



Beschrijving

Koffiebeker 508 heeft 1 groot handvat en de look van keramiek of porselein. Combineerbaar met verschillende tuitjes.

Specificaties

Samenstelling	Polypropyleen
Deksel	Nee
Handvat	Ja
Isolerende beker	Nee
Schaalaanduiding	Nee
sku	1516771
Inhoud	290 ml
Kleur	Wit
Vorm	n.v.t
Type verpakking	Stuk