

1539081 - Knopsonde 2 mm - wegwerp - steriel - 14 cm - 4 x 25 st



Beschrijving

De knopsonde is geschikt bij de bepaling van de dieptegraad van een wond.

Specificaties

Product afmetingen	L 14 cm
Steriel	Ja
Samenstelling	Roestvrij staal AISI 410
sku	1539081
Kwaliteit instrumenten	Wegwerp
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos