

1618313 - Tabouret TR03 - voetsteun - wielen - 64 - 89 cm - Silververtex bekleding - caribisch blauw



Beschrijving

De Tabouret TR 03 is de perfecte combinatie van comfort en functionaliteit. Deze stijlvolle kruk met een ergonomische zadelzitting zorgt voor een optimale zithouding, ideaal voor lange zitperiodes. De zitting is comfortabel gestoffeerd en de hoogte is eenvoudig verstelbaar dankzij de ingebouwde gasveer, waardoor je altijd de juiste werkhoogte kunt vinden.

De TR 03 garandeert stabiliteit door het stevige aluminium onderstel en is uitgerust met een praktische voetensteun die extra comfort biedt tijdens het zitten. Of je nu langere tijd op de kruk doorbrengt of even snel aanschuift, de voetensteun zorgt voor een ontspannen en ergonomische zithouding.

Opgelet: de kleur van de tabouret zoals weergegeven op de afbeelding kan variëren van de werkelijkheid.

Specificaties

Merk	Spinetechnics
Wielen	Ja
Voetring	Ja
Rugsteun	Nee
Diameter zitvlak	35 cm
Aantal wielen	5
sku	1618313
Kleur	N06-caribisch-blauw
Kleur onderstel	Aluminium kleur
Materiaal onderstel	Gepolijst aluminium
Type zitting	Ronde zitting
Verstelbare hoogte met gasveer	64 - 89 cm
Type verpakking	Stuk