

## 1558726 - HEINE velcromanchet + long met 1 slang - obesen - 35-47 cm - 1 st



### Beschrijving

De HEINE herbruikbare Velcro bloeddrukmanchet met lange slang is compatibel met de HEINE G5 en G7 bloeddrukmeters. De stevige Velcro-sluiting zorgt voor een veilige pasvorm, terwijl de duurzame materialen langdurig gebruik garanderen. Ontworpen voor nauwkeurige en comfortabele metingen, voldoet deze manchet aan de MDR 2017/45EU Klasse I normen.

### Specificaties

<b>Merk</b>	HEINE
<b>SKU leverancier</b>	HEINM-000.09.706
<b>Compatibel met</b>	Heine G5; Heine G7
<b>Bereik armband bloeddrukmeter</b>	35 - 47 cm
<b>sku</b>	1558726
<b>Maat armband</b>	XL
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk