

1600447 - Theomatik® - lunchbord - 36,5 x 18,8 x 3 cm - 1 st



Beschrijving

Theomatik® by Bouncer is een tafelhulp lunchbord zodat mensen met één functionele arm weer zelfstandig kunnen eten. Zowel thuis als onderweg. Het helpt om deze mensen hun beperkingen draaglijk te maken, minder merkbaar, en weer zorgeloos te zijn.

Een Theomatik set bestaat uit een stapelbaar dienblad voorzien van antislip. Het dienblad is voorzien van trapezium-vormige openingen om potjes met een diameter van 20 tot 70 mm in te klemmen. Van boter- en konfituurpotjes over yoghurt tot drankblikjes.

Het dienblad heeft ook een verpakkingssnijder, een klein veilig snijmesje dat helpt bij het openen van alle verpakkingzakjes zoals suiker, thee, kaas of hesp, allemaal met één hand.

De set wordt geleverd met een handig lunchbordje waarin je een boterham kan klemmen tussen de 4 opstaande randen. Het lunchbord is ook voorzien van antislip aan de onderkant en heeft gevormde snijvormen in de 4 opstaande randen om u te helpen zodat u makkelijk uw boterham tot op de bodem kan doorsnijden.

De sets zijn ontworpen om gemakkelijk te stapelen met oog voor optimale ruimtebenutting. Het materiaal van de Theomatik is vaatwasmachinebestendig tot 90°C.

Eén set weegt 900 gram en meet 36,5 cm (L) x 18,8 cm (B) x 3 cm (H). De set is gemaakt van Polypropyleen, TPE en het snijgereedschap van roestvrij staal. Theomatik sets hebben het CE-keurmerk, zijn gemaakt met materialen die voldoen aan de Food Safety en zijn BPA-vrij.

Specificaties

Merk	bouncer
Product afmetingen	B 18.8 cm, H 3 cm, L 36.5 cm
Samenstelling	De set is gemaakt van Polypropyleen, TPE en het snijgereedschap van roestvrij staal.
sku	1600447
Kleur	Rood - wit
Type verpakking	Stuk