

1610089 - Pennine Levins tube ch8 - 125 cm X-ray line - open end - 50 st



Beschrijving

De **Pennine Levin-sonde** is een hoogwaardige nasogastrische sonde, ontworpen voor **gastro-intestinale voeding**, **aspiratie van maag- en darmsappen** en **intestinale decompressie**. Deze flexibele, gebruiksvriendelijke sonde wordt via de neus ingebracht in het bovenste deel van het spijsverteringskanaal.

Voorzien van een **röntgenzichtbare marker**, een **duidelijke schaalverdeling**, een **open tip**, **vier laterale zijopeningen** en een **kleurgecodeerde trechterconnector** voor eenvoudige identificatie en veilige aansluiting op toedieningssysteem. Geschikt voor gebruik in ziekenhuizen en andere medische instellingen.

Specificaties

Merk	Pennine
Product afmetingen	L 125 cm
sku	1610089
Kleur	Donkergroen
Type verpakking	Doos