

1103376 - Terumo spuiten - 3-delig - luer lock - concentrisch - 20 ml - 1 x 50 st



Beschrijving

Terumo 3-delige spuiten zonder naald maakt een nauwkeurige toediening van medicijnen mogelijk dankzij de nauwkeurige schaalverdelingen. De transparante spuit zorgt ervoor dat luchtballen meteen zichtbaar zijn.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	SS+20L1
Samenstelling	• Cilinder: polypropyleen • Plunjer polypropyleen • Stamper: thermoplastisch elastomeer (SS-codes), polyisopreenrubber (MDSS-codes) • Glijmiddel: siliconenolie
Latex vrij	Ja
Steriel	Ja
sku	1103376
Inhoud	20 ml
Plaats van de tip	Concentrisch
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide Radiatie
Tip	Luer lock
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos