

## 1352466 - Onderzoekstafel Praxis 2 Elite - hydraulisch in hoogte verstelbaar - Sienna - 1 st



### Beschrijving

De Praxis 2 Elite is de opvolger van de succesvolle **Wesseling** Praxis 2 uit de Praxis serie. Deze lijn kenmerkt zich door een enorm bereik van 48-98 cm en heeft daarbij standaard hefvermogen van 225 kg. Door de ronde poten en dikkere profielen ziet de tafel er niet alleen mooi uit, maar is deze ook zeer sterk en stabiel. De langere rugklep van de Praxis 2 Elite is 81 cm lang en zorgt voor een comfortabele zithouding.

Opgelet: de kleur van de tafel zoals weergegeven op de afbeelding is niet contractueel en kan variëren van de werkelijkheid.

## Specificaties

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                        | Wesseling                    |
| <b>Product afmetingen</b>          | B 64 cm, L 198 cm            |
| <b>Wielen inbegrepen</b>           | Ja                           |
| <b>Hoogteverstelbaar</b>           | Ja                           |
| <b>Papierrolhouder inbegrepen</b>  | Ja                           |
| <b>Hoogte</b>                      | 48-98 cm                     |
| <b>Hefvermogen</b>                 | 225 kg                       |
| <b>Tijdsduur hoogteverstelling</b> | 40 s                         |
| <b>sku</b>                         | 1352466                      |
| <b>Aantal delen</b>                | 2-delig                      |
| <b>Hoogteverstelling</b>           | Hydraulisch                  |
| <b>Kleur</b>                       | Sienna                       |
| <b>Europese Regelgeving</b>        | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| <b>Type verpakking</b>             | Stuk                         |