

1552201 - SONOPULS 190 - 1 grote UG behandelkop



Beschrijving

De Sonopuls 190 van Enraf-Nonius is een hooggewaardeerd instrument voor ultrageluidtherapie, voorzien van een multifrequentie behandelkop. Een modern apparaat met een zeer snelle opstarttijd en een full-colour touchscreen waarmee u eenvoudig uw behandelingsparameters instelt of één van de 25 op ervaring gebaseerde behandelprotocollen selecteert.

Sonopuls 190 met multifrequente behandelkop van 5 cm² en behandelkophouder.

Specificaties

Merk	Enraf-Nonius
sku	1552201
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk