

1575448 - HEINE onderzoekslamp EL3 LED wandmodel met klem voor tafelbevestiging



Beschrijving

De **HEINE EL3 LED** met tafelklemmontage is de perfecte oplossing voor wie een krachtige, schaduwvrije verlichting wil combineren met maximale flexibiliteit en ruimtebesparing. Dankzij de stevige klem bevestigt u de lamp eenvoudig aan de rand van een bureau, behandeltafel of werkblad.

Belangrijkste kenmerken:

- **Ruimtebesparend ontwerp** zonder afbreuk te doen aan stabiliteit.
- **Flexibele positionering** via de zwanenhalsarm voor gericht licht op elk moment.
- Ideaal voor **mobiele behandelplekken** of werkplekken waar wandmontage niet mogelijk is.

Toepassingen:

Perfect voor **huisartsen, fysiotherapeuten, thuiszorgprofessionals** en andere zorgverleners met beperkte vaste installatieruimte.

Heine ref. : **J-008.27.013**

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINJ-008.27.013
sku	1575448
Model onderzoekslamp	Tafelmodel
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk