

1540768 - Seca 287 wireless meetstation lengte en gewicht met spraakfunctie - klasse III - 300 kg - 1 st



Beschrijving

Met de Seca 287 hebben we een nieuwe standaard gezet voor de technische limiet van onze meetstations. Drie paren ultrasone sensoren registreren de lengte van de patiënt in milliseconden. De gewone automatische kalibrering garandeert nauwkeurige resultaten. Alles wordt berekend met een speciaal ontwikkeld digitaal analysealgoritme dat een ongeëvenaarde graad van meetprecisie garandeert. De optioneel geactiveerde/uitgeschakelde spraakbegeleiding is geprogrammeerd voor onafhankelijke meting, zodat individuele metingen en reeksen metingen betrouwbaar, nauwkeurig en volautomatisch uit te voeren zijn. De ultrasone sensoren van Seca leveren betrouwbare, nauwkeurige meetresultaten, zelfs bij continu gebruik. De volledige meting is geluidsarm en dus uiterst comfortabel. Alles – van spraakbegeleiding en EMR-systeemintegratie tot het praktische afdrucken van meetresultaten – is ontworpen om maximale ondersteuning te verlenen bij geautomatiseerde metingen.

- Volledig geautomatiseerd meten is mogelijk dankzij de optionele spraakbegeleiding
- Drie paar sensoren en continue automatische kalibratie zorgen voor extreem nauwkeurige metingen
- Het ongeëvenaarde digitale beoordelingsalgoritme voorkomt onnauwkeurigheden en zorgt daarmee voor de hoogst mogelijke meetnauwkeurigheid
- Een breed scala aan uitvoeropties voor de meetgegevens.
- Nieuw: Een privacyafscherming op het scherm zorgt voor meer privacy tijdens het meten

Specificaties

Merk	Seca
Geheugen	Nee
Gekalibreerd	Ja
Max. gewicht	300 kg
Met meetlat	Ja
BMI indicatie	Ja
Automatisch step-on functie	Nee
Automatische switch-off functie	Nee
sku	1540768
Gradatie weegschaal	50 g < 150 kg > 100 g
Klasse weegschalen	Klasse III
Type weegschaal	Digitale statiefweegschalen
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk