

1601505 - Polsbloeddrukmeter BC54 Bluetooth - polsometrek 13,5-21,5 cm - 1 st



Beschrijving

BC54 polsbloeddrukmeter met bluetooth meet snel en comfortabel, de gegevens worden via bluetooth rechtstreeks doorgestuurd naar de app HealthManager Pro. De bloeddrukmeter heeft een risico-indicator met een classificatie van de metingen met een gekleurde schaal.

- 2 gebruikersgeheugens
- Risico indicator
- Aritmedetectie, waarschuwingsfunctie voor mogelijke verstoring van het hartritme
- Voor polsometrek 13,5 - 21,5 cm
- Datum -en tijd/automatische uitschakeling

Specificaties

Merk	Beurer
Geheugen	Ja
sku	1601505
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk