

1501254 - Onderzoekslamp LED 130F met dimmer - op rollend statief - veer arm - 1 st



Beschrijving

Zeer krachtige **Dr. Mach** onderzoekslamp voor behandelingen in de kleine chirurgie met een uitstekende kleurweergave. De uitvoering is uitgerust met het lichtstelsel R96, een lichtdimmer en een koudlichtreflector met warmtefilter.

Voordelen

- Met focusregeling
- Kleurweergave index Ra 96
- Kleurtemperatuur 4300 K
- Lichtveldgrootte 14-25 cm
- Diameter lamp: 22 cm

Specificaties

Merk	Dr. Mach
Focusregeling	Ja
Diameter lamp	33 cm
Aantal LED's	19
Lichtintensiteit	70000 lux
Lichtveldgrootte	13-19 cm
Touchless bediening	Nee
Lengte van de arm	91 cm
sku	1501254
Normeringen	EN ISO 13485:2016
	Nee
Categorie onderzoekslampen	Onderzoekslamp
Model onderzoekslamp	Statief model
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk