

1560135 - Aspiratiesonde PVC - CH16 - 48 cm - oranje - (1 dist + 1 lat. opening) - steriel - 1 x 100 st



Beschrijving

Flexibele aspiratiesonde met dubbel oog om toegang tot de luchtwegen vrij te maken van afscheidingen. De sonde heeft een gladde slang zonder scherpe randen, is transparant en knikbestendig.

Specificaties

Merk	Pennine
Product afmetingen	L 48 cm
Steriel	Ja
Samenstelling	PVC
sku	1560135
Diameter sonde	Ch 16
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Pak