

1543955 - Renol handbeschermer vast - 1 paar



Beschrijving

Katoenen oppervlak met plastic ter versteviging. De buitenkant overtrokken met een net, om de huid te laten ademen. De patiënt kan geen objecten vastgrijpen of riemen openen. Geschikt voor onrustige patiënten of patiënten die een neiging hebben tot zelfverminking. De vingers zijn niet gescheiden. Voorzien van 2 ringen waar een slot in kan, als een patiënt de handschoenen probeert uit te trekken met bv. zijn mond. Wasbaar in de machine.

Specificaties

Merk	Renol
SKU leverancier	RCP01235
Normeringen	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1543955
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Paar