

1106265 - Patronen N2O - 16 g - voor CryoPen O, X, X+ en XP - 6 st



Beschrijving

Een doos van 6 patronen van 16 gram N2O geschikt voor de CryoPen O, X, X+ & XP. Eenmaal doorboord zal de druk gedurende vele weken zonder verlies blijven. Opslag bij kamertemperatuur.

Specificaties

Merk	H&O Equipments
sku	1106265
Categorie cryotherapie	Patronen
Compatibel met	CryoPen X CryoPen XP Cryopen O Cryopen X+
Grammage N2O patronen	16 gram (voor 200 sec)
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Doos