

1501453 - Cleanisept® - 5 L - 1 st



Beschrijving

Cleanisept® is een aldehydevrij concentraat voor desinfectie en reiniging van medische inventaris, medische hulpmiddelen en alle soorten oppervlakken. Cleanisept is gebaseerd op moderne quaternaire ammoniumverbindingen. Het is parfumvrij, bevat geen aldehyden of fenolen en valt op door zijn goede reinigingskracht.

Cleanisept is bij uitstek geschikt voor oppervlaktedesinfectie van niet-poreuze oppervlakken. Het wordt speciaal aanbevolen voor alle ruimtes waar, naast het voldoen aan hoge hygiënische eisen, een geurvrij product vereist is. Cleanisept heeft een goede materiaalcompatibiliteit en is ook geschikt voor acrylglas.

Specificaties

Merk	Dr Schumacher
Ingrediënten	100 g oplossing bevat: 3,33 g didecyldimethylammoniumchloride, 6,66 g alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchloride
sku	1501453
Inhoud	5 l
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk