

## 1546213 - Linido doucheroelstoel - zithoogte 540 mm - met voetsteunen - wit - 1 st



### Beschrijving

De verrijdbare douchestoel met HT-bekleding van Linido is een hulpmiddel waarmee de gebruiker veilig en comfortabel kan zitten tijdens het douchen of wassen aan de wastafel. De douchestoel zorgt voor een stabiele ondersteuning voor minder actieve gebruikers met zwakke benen, een laag uithoudingsvermogen en/of een slechte balans. Deze minder actieve gebruikers hebben meer ondersteuning en hulp nodig tijdens de overgang van zit naar staande houding.

- Comfortabele zitting en rugleuning
- Sterke en praktische arMLEUNINGEN
- Duurzame zwenkwieLEN me dubbele rem
- Gebruiksvriendelijk
- Stabiele en veilige, comfortabele ondersteuning

## Specificaties

<b>Merk</b>	Linido
<b>Product afmetingen</b>	H 96 cm, L 90 cm
<b>SKU leverancier</b>	LI2141.0001-02
<b>Samenstelling</b>	Gecoat staal
<b>sku</b>	1546213
<b>Categorie toilet of douche</b>	Douchestoel
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Max. gewicht volwassene</b>	200 kg
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk