

1501424 - Eucerin pH5 handreinigingsolie - pomp - 1 st



Beschrijving

Eucerin pH5 Handreinigingsolie reinigt op milde wijze en beschermt de huid tegen uitdroging, ook als u vaak uw handen wast. De combinatie van pH5-citraatbuffer en extra milde oppervlakte-actieve stoffen stabiliseert de huidbarrièrefunctie en helpt een ruwe, gebarsten huid te voorkomen. In meer uitgesproken omstandigheden kan deze worden gebruikt als extra maatregel bij een behandeling tegen eczeem.

Specificaties

Merk	Beiersdorf
Tube	Nee
Pompsysteem	Ja
Ingrediënten	Glycine Soja Oil, Laureth-4, MIPA-Laureth Sulfate, Ricinus Communis Seed Oil, Poloxamer 101, Parfum, Aqua, Propylene Glycol, Panthenol, Tocopherol, Citric Acid, Sodium Citrate
sku	1501424
Inhoud	250 ml
Type verpakking	Stuk