

1601563 - Kardiomed 540 Stair - 1 st



Beschrijving

Kardiomed 540 Stair tilt je training naar nieuwe hoogten. Het heeft een modern frame in wit aluminium en een stijlvolle behuizing in antraciet grijs.

Belangrijkste kenmerken:

- Geen externe stroomvoorziening nodig
- Afmetingen: 102 x 73 x 160 cm
- Geïntegreerde trainingsprogramma's voor variatie in je workouts
- Duurzaam en helder 7-inch touchscreen display
- Storingvrije Polar® hybride hartslagweergave met automatische koppeling (5 kHz en Bluetooth Low Energy)
- Automatische gewichtsdetectie voor nauwkeurige prestatieberekening
- Pedal-onafhankelijk systeem voor gevarieerde bewegingen
- Gedempte pedaaloophanging voor soepele en comfortabele training
- Isokinetische modus voor een valssnelheid van 4 tot 27 m/min

Specificaties

Merk	Proxomed
sku	1601563
Gewicht	79 kg
Max. gewicht volwassene	150 kg
Type verpakking	Stuk